

## SCOPE<sup>®</sup> K7 GOLD

Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir  
Özel parametrelerle ısıtılma işlemi görmüştür  
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk testlerinde daha yüksek performans  
Yüksek kesme performansı  
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı  
(ISO standart gutta percha ve paper pointslerle uyumludur (04/04/06 vb))

## SCOPE<sup>®</sup> K7 CM

Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir  
Özel parametrelerle ısıtılma işlemi görmüştür  
Daha esnek yapı ve döngüsel yorgunluk testlerinde daha yüksek performans  
Gold ısıtılma işlemi eğelere göre daha esnek ve dayanıklı yapı  
Yüksek kesme performansı  
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı  
ISO standart gutta percha ve paper pointslerle uyumludur (04/04/06 vb))

## SCOPE<sup>®</sup> K7 SILVER

Yüksek kaliteki Ni-Ti alaşımından imal edilmiştir  
Çok yüksek kesme performansı  
Isıtılmamış geleneksel Ni-Ti alaşımına  
Pasif uç yapısı ile güvenli tedavi imkanı

## SCOPE<sup>®</sup> K7 GOLD


*Made of high quality Ni-Ti alloy  
Gold heat activation  
More flexibility and high cyclic fatigue resistance  
High cutting efficiency  
Rounded tip structure (Passive)  
Suitable with ISO standart gutta percha and paper points (02/04/06 etc)*

## SCOPE<sup>®</sup> K7 CM

*Made of high quality Ni-Ti alloy  
More flexibility and high cyclic fatigue resistance  
More flexible than gold heat treatment  
High cutting efficiency  
Rounded tip structure (Passive)  
Suitable with ISO standart gutta percha and paper points (02/04/06 etc)*

## SCOPE<sup>®</sup> K7 SILVER

*Made of high quality Ni-Ti alloy  
Ultra high cutting efficiency  
Traditional Ni-Ti Alloy without heat activation  
Rounded tip structure (Passive)*



## SCOPE® K7 GOLD



## SCOPE® K7 SILVER



## SCOPE® K7 CM



Tipe Size / Uç çapı	Taper / Aç	Eğe Uzunluğu / File Length	Renk Kodu / Color Coding	Ürün Kodu / Product Code		
10	02 / 04 / 06	21 / 25 / 31 mm	■	<b>K7G-(A)-(B)-(C)-(D)</b> Ex. [ K7G - ASR1 - 06 - 21 - 6 ] Ex. [ K7G - 40 - 04 - 25 - 6 ] Ex. [ K7S - 20 - 06 - 21 - 6 ] Ex. [ K7B - 40 - 02 - 31 - 6 ]		
15			■			
20			■			
25			■			
30			■			
35			■			
40			■			
45			■			
50			■			
60			■			
ASR1			■ ■ ■ ■ ■ ■			
ASR2			■ ■ ■ ■ ■ ■			
(A)			(B)		(C)	
Paketleme / Packing			[ 1-6 ] BLISTER OR BOX (D)			

Kesit / Cross Section



Gutta percha **GK7S-(A)-(B)-(C)**  
**GK7S-(20)-(06)-(25)**  
 Paper points **PK7G-(A)-(B)-(C)**  
**PK7G -(40)-(02)-(31)**

Bu Modeller ile uyumlu çalışan gutta percha ve paper pointler  
 Gutta percha and paper point for suitable with this models